



Transcend **micro**

新発売!

野球ボールサイズの小型軽量CPAP



*Dream big, Travel **micro**.*



Ultra-Compact

驚きのサイズ！

小ささと軽さを追求したトラベルCPAP。

片手におさまる野球ボールほどのマイクロサイズに、
便利機能を詰め込んで、
持ち運びもラクラクなトランセンドマイクロ。
海外・国内の出張や旅行などに気軽に持っていけるポータブルCPAPです。
重さは219.5g。
お部屋でのご使用時はもちろん、
鞆やスーツケースに詰めるときにも場所をとりません。
小さく、軽く、静かなウルトラコンパクトCPAP
トランセンドマイクロの登場です。

幅 91mm



高さ 61mm



持ち運びをさらに自由にする 「バッテリーオプション」

P8 バッテリーはキャンプ、飛行機
など電源が取れない場所へのご旅行
に最適なオプションです。停電
時のバックアップ電源としても機能
します。



Travel Friendly



外出時に必要なすべてのアクセサリは
専用のポーチにおさまり、持ち運びも楽になります。

トランセンドマイクロには
電源サプライ、呼吸チューブが付属します。


外出時にかさ張るこれらの付属品も
トランセンドマイクロなら、専用のポーチにすべてコンパクトにおさまります。
もう、大きさに煩わされることはありません。
オプションで海外用アダプターを付けられます。

より快適な使い心地「ランプ機能」

トランセンドマイクロは、
Gentle Riseテクノロジーにより
入眠時に低い圧力を提供することで、
より快適な眠りを
サポートします。

結露を防ぐ「ドライモード」

ドライモードは、
マスクやチューブから
余分な湿気を取り除き
乾燥させる機能です。
旅の途中でも衛生的に使用できます。



トランセンドマイクロ
原寸大



トランセンドマイクロは Bluetooth® を搭載。
専用のスマートフォンアプリをダウンロードすれば
ご自身のスマートフォンで
使用データが確認でき
治療のフィードバックも受け取れます。



Bluetooth® でアプリと連動。
スマートフォンで使用データが確認できる。

Useful Applications





Transcend micro		圧設定範囲	4.0-20.0cmH ₂ O（0.1cmH ₂ O毎に設定可）
電源	100-240V, 50/60Hz ユニバーサル電源	ランプ時間	0-45分（5分毎に設定可）
寸法	W 9.1cm×D 9.1cm×H 6.1cm	作動音	27db(A) 以下
質量	219.5g	ダウンロード方法	USB ケーブル
使用可能モード	CPAP/APAP	電気クラス	Type BF、クラスⅡ、IP22

製品番号	分類	製品名	
505000	標準構成品	Transcend micro	トランセンド マイクロ 本体
			電源サプライ
			トラベルポーチ
			呼吸チューブ
			クイックガイド
			取扱説明書
505033	オプション品	ショートマフラーキット	ショートマフラー 呼吸チューブ
503023W	オプション品	P8 バッテリー ホワイト	P8 バッテリー ホワイト

販売名：TRANSCEND MICRO（トランセンド マイクロ）

一般の名称：持続的自動気道陽圧ユニット 医療機器認証番号：307ALBZX00005000 クラス分類：クラスⅢ 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

Bluetooth® ワードマークは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

 transcend

製造販売元 株式会社 **MAGnet**

〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-5 MFC 本郷ビル3階 tel.03-5615-9907 fax.03-5615-9908

<https://www.magnet-japan.net/>

 Medical Advisory
Global Network